



## Audiómetro Amplivox 116

La combinación de estilo con funcionalidad, el Amplivox 116 es el audiómetro de cribado manual ideal para la atención primaria, los colegios y la industria. Ofrece un umbral comprensible de conducción aérea (CA) a un precio asequible.

Audiómetro Amplivox 116 PVP: 900€ +IVA

Audiómetro Amplivox 116 + Cascos Audiocups Sonoreductores PVP: 950€ +IVA



## Audiómetro Amplivox 240

El Amplivox 240 es un audiómetro de diagnóstico económico, que es ideal para la clínica y el uso móvil. Está diseñado para satisfacer todos los requisitos de las pruebas domiciliarias y puede suministrarse con baterías internas (función opcional), además del adaptador de alimentación de red estándar.

Audiómetro Amplivox 240 PVP: 1.800€ +IVA



## Audiómetro Amplivox 270

El Amplivox 270 es un audiómetro muy compacto y puede usarse tanto en clínica como para otras aplicaciones portátiles. Gracias al avance de la tecnología digital, posee especificaciones técnicas completas que incluyen varias pruebas clínicas, opciones de salida del transductor y de grabación del resultado de la prueba, junto con la fiabilidad sin igual del producto.

Audiómetro Amplivox 270 PVP: 2.000€ +IVA



## Amplivox Timpanómetro Otowave 102-4

El Otowave es totalmente portátil, fiable, preciso y fácil de usar. No requiere cables de alimentación o cables de datos externos. La prueba del reflejo programable del Otowave 102-4 se puede configurar para cuatro frecuencias (500, 1kHz, 2kHz y 4kHz).

Audiómetro Otowave 102-4 PVP: 1.700€ +IVA



## Amplivox Timpanómetro Otowave 302

El Amplivox Otowave 302 es una solución de mesa para las mediciones del oído medio fiables y objetivas. Proporciona mediciones de impedancia de 226 Hz (escalares), junto con una gama programable de mediciones de los reflejos ipsi y contralateral a 500Hz, 1kHz, 2kHz, y 4kHz.

Audiómetro Otowave 302 PVP: 2.500€ +IVA

